

## 全新升级水晶版系列

## 二氧化氯测量计

百灵达公司作为国际标准DPD 余氯检测方法的发明者，在消毒剂检测方面已经积累了逾半世纪的专业经验，全新的水晶版二氧化氯测量计基于原有余氯检测基础，为您提供更为全面、可靠的检测手段：

- 标准 DPD 比色法，量程 0.01 - 5.00 mg/L；
- 坚固耐用，防护等级 IP 67，完全防水防尘；
- 增长光程，低浓度检测更精确可靠；
- 无操作语言限制，4 个功能按键控制，使用方便；
- 背光显示屏，可存储 10 组最近检测数据；



### 技术参数

仪器类型	单波长直读式比色计
量程	游离余氯：0.01 - 5.00 mg/L Cl 总余氯：0.01 - 5.00 mg/L Cl 二氧化氯：0.02 - 10.00 mg/L ClO <sub>2</sub>
分辨率	0.01 mg/L
光路系统	百灵达 LED 光源光学系统，配窄带滤光片和光强检测器
波长	530nm
波长精度	±2nm
滤光片带宽	10nm
LCD 显示屏	128×64 像素显示屏
操作温度	0 - 50°C
比色池	25mm 直径比色管
空白/零点设置	可存于内存中，或于每次检测前设置
供电方式	2 节 5 号电池，支持自动关机功能
尺寸	长 x 宽 x 高 150 x 70 x 45 mm
重量	185g (含电池)

### 订购信息

#### PTH 046CN 二氧化氯测量计套件

含二氧化氯测量计主机、操作说明书、4 支碾棒、试管刷以及 4 支玻璃比色管，均置于硬质手提箱中提供

#### 内置试剂

二氧化氯 DPD1 试剂、总余氯 DPD3 试剂各 100 片，甘氨酸液体试剂 1 瓶

#### 可选配件

PTC 046 水晶版二氧化氯测量计校准盒  
用于定期检查仪器光路系统是否处于正常工作状态

PT 555 光度计比色管，5 支装

PT 502 碾棒，10 支装

#### 填充试剂 PM - 50 次检测 AP - 250 次检测

PM 011, AP 011 DPD 1 试剂包

PM 031/1, AP 031/1 DPD 3 试剂包

PT 549 甘氨酸液体试剂